

【ユーザーレポート：ステラ胃・大腸内視鏡クリニック様】



〒331-0812埼玉県さいたま市北区宮原町1丁目853番地8 ウェルネスキューブ大宮1F

オゾン水内視鏡洗浄消毒機OED-1000S Plus

※ホームページはこちら

小嶋院長は、大学病院や総合病院で消化器外科、内視鏡科の研鑽を積み、2020年10月「ステラ胃・大腸内視鏡クリニック」を開業されました。年間約2500件の内視鏡検査を実施。患者様に安心して検査を受けていただくため、症例紹介などホームページも非常に充実させております。小嶋院長に、OED-1000S Plusの導入経緯やご使用感を伺いました。

—導入までの経緯を教えてください。—

以前の勤務先において高水準消毒薬のニオイが気になっており、ニオイが少ない消毒機を探していました。また、コロナの渦中に開業準備をしていたので、オゾンに殺菌力があるという話は耳にしていました。ウイルスや菌は目に見えないので、殺菌効果のエビデンスがきちんと出ていることも判断基準の一つにしました。OED-1000S Plusは大きさがコンパクトなので設置場所にも丁度いいと思い、導入しました。

—導入してみたいかがでしょうか？—

実際ニオイは少ないと感じています。またOEDは、内視鏡を消毒している様子が外から見えるのがいいです。どこからでも見える位置にOEDを設置していて、常に運転しているので、患者様にきちんと消毒しているという安心感を与られます。また設置環境の問題でトラブルが発生した際、新鋭工業が早急に解決してくれたのが助かりました。

—OED-1000S Plusをどのようにご使用されているかスタッフの方に伺いました。—

洗剤ありのモードで使用しています。用手洗浄に加えて、機械でも洗剤で洗浄できるのは安心です。OED-1000S Plus特有の内視鏡をトレーに縦に巻く方法については、コツをつかむまでに少し時間がかかりましたが、慣れてしまえば問題ありません。検査件数が多いので、運転時間がさらに短くなると良いです。

↑インタビューに答えていただいた
小嶋隆行院長↓オゾン水内視鏡洗浄消毒機
OED-1000S Plus (2020年設置)

内視鏡の用手洗浄向けの広いシンクが設置されている。OED-1000S Plusはシンクの横に設置しても出っ張らない。



お問い合わせ先：株式会社IHI物流産業システム

