

ユーザーレポート

## 【胃と腸のクリニックあおいスクエア様】

〒411-0036 静岡県三島市一番町18-22アースファーストビル1F

## オゾン水内視鏡洗浄消毒機OED-1000S Plus



※あおいスクエア様ホームページはこちら

静岡県三島市の「胃と腸のクリニックあおいスクエア」様は平成14年4月に開院。年間約2,500件の内視鏡検査、治療を中心に、慢性胃腸疾患に対する診療や健康維持のための予防診療を18年間にわたり行ってまいりました。患者様が気軽に健康相談に立ち寄れるように、また「内視鏡検査はつらい」というイメージを和らげるようにするため、院内を温かみのある和風のレイアウトとし、患者様とゆっくり向き合うことのできる診療を心がけてきたとのこと。二宮院長にインタビューをさせていただきました。



二宮栄一郎院長：診察室にて

## —OED-1000S Plusを知ったきっかけを教えてください

約10年前、日本消化器内視鏡学会の展示会場へ足を運んだ際、オゾン水内視鏡殺菌機OED-1000の話聞き、興味を持ちました。しかし当時は発売して間もないということもあり、運用実績が固まってから、再度評価をした上で購入を検討しようと考えておりました。

2世代目のオゾン水内視鏡洗浄消毒機OED-1000S Plusが発売されたことを知り、導入実績や他施設での評価、改善点が反映されていることを確認できたため自院への導入を決めました。

## —導入までの経緯を教えてください

私の診療所で内視鏡洗浄器を導入する際に重視したのは、

- ①洗浄消毒時間が短いこと
- ②ランニングコストが低いこと
- ③耐久性があり故障が少ないこと、です。他社製品に比べ、OED-1000S Plusはこれらの点で優れておりました。令和2年、あおいスクエアに導入後、令和3年に横浜市鶴見区に開院した分院「おおくぼ消化器内科クリニック」にも同機を導入致しました。

## —OED-1000S Plusのご使用感を教えてください

スコープを縦に挿入するという一見難しそうな操作ですが、慣れるとむしろやりやすいというスタッフの感想です。コンパクトなため狭いスペースでも苦にならず、消毒槽を目視できるため洗浄工程が確認でき、ブルーライトも清潔感があり見ていて心地よいと好評でした。ただし、リークチェックが自動検知できると手間を軽減できるため、今後検討していただきたいとのことでした。



待合室：温泉旅館を思わせる和風のレイアウト



リカバリー室：内視鏡検査後ゆっくり休める空間



あおいスクエア様



おおくぼ消化器内科クリニック様

お問い合わせ先 株式会社IHI物流産業システム

