

【ユーザーレポート：医療法人社団愛生会 <sup>こうざと</sup>上里医院様】

〒762-0011 香川県坂出市江尻町836-5

オゾン水内視鏡消毒機OED-1000S



※上里医院様ホームページはこちら

上里医院様の隣には、愛生会が経営する特別養護老人ホームや小規模多機能型居宅介護、デイサービスなどがあり、地域に根差した診療を実施しています。2014年に久米川院長が就任されてから、内視鏡検査やペインクリニックを新たに開始されました。内視鏡検査を年間約100件実施されています。久米川院長にOED-1000Sの導入経緯やご使用感を伺いました。

—導入の経緯を教えてください


元々内視鏡検査を実施していませんでしたが、私の就任後に内視鏡検査を開始しました。当院の場合、設置場所が限られるので、消毒機の大きさが重要でした。OED-1000Sのコンパクトな点が良いと思いました。またランニングコストも低く、採用に至りました。

—OED-1000Sのご使用感を教えてください

消毒機をコンパクトにするために、内視鏡をトレーに縦に巻くというアイデアがよいと思います。サイズがコンパクトなので邪魔にならず使いやすいです。また消毒ごとに毎回新しくオゾン水を生成しますが、運転時間も短いと思います。検査に支障なく、問題なく使えています。



上里医院様外観 ↑



インタビューにご回答  
いただいた  
久米川浩 院長 →



↑  
オゾン水内視鏡消毒機  
OED-1000S: 2014年設置。  
・OED-1000Sの給排水元であるシンクの  
前に設置。シンクの前に置いても出っ張りが  
少なく作業導線の邪魔にならないサイズです。



お問い合わせ先 株式会社IHI物流産業システム

