

【ユーザーレポート：はなの医院様】

〒959-2712 新潟県胎内市築地1851

オゾン水内視鏡洗浄消毒機OED-1000S Plus

新潟県胎内市のはなの医院様は、地域のかかりつけ医として内視鏡検査を実施されており、2009年より当社の内視鏡洗浄機を導入いただいております。

どのような経緯で当社の内視鏡洗浄機を選択されたのか、またどのようなメリットを感じていただいているか伺いました。



はなの医院

〒959-2712 新潟県胎内市築地1851

—導入の経緯を教えてください

他社の消毒機を使用していましたが、病院勤務時代の先輩であったごクリニック（岡山県岡山市）の後藤先生より、ランニングコストが低いということでオゾン水をおすすめしていただき、導入しました。

前機種であるオゾン水内視鏡洗浄機ONW-10Bを導入後、2020年にオゾン水内視鏡洗浄消毒機OED-1000S Plusへ更新しました。

—ONW-10B、OED-1000S Plusをご使用されて感じたメリットを教えてください。

ランニングコストが低いことです。

検査が多いときは1週間のうち7日間検査が入りますが、検査ペースは1日1件です。決して検査が多いとは言えません。他の消毒剤ですと、検査数が多くないと使用期限内に使い切ることができず、ランニングコストがとてまかかってしまい負担です。このような事情でオゾン水は圧倒的にランニングコストが低いと感じております。

—メーカーへのご要望をお願いいたします。

2017年に出た最新のガイドラインにオゾン水が推奨度付きで掲載されたことはお聞きしましたが、より推奨度が上がることで、もっとオゾン水が周りで普及すると思います。

オゾン水内視鏡洗浄消毒機 ↑
OED-1000S Plus : 2020年設置。
奥行きが小さく、シンクと並べても出っ張らない。



お問い合わせ先 株式会社IHI物流産業システム

