

## 【ユーザーレポート：恩納クリニック様】

〒904-0011 沖縄県国頭郡恩納村恩納6329

## オゾン水内視鏡消毒機OED-1000S

恩納クリニック様は沖縄県国頭郡恩納村の唯一の医療機関として地域の皆様の幅広い診療に当たられています。

また2001年の玉城徳光院長の着任以降、内視鏡検査も実施し、年間約1000件の内視鏡検査を実施されています。

実際にOEDをご使用されているスタッフ様に話を伺いました。



—導入までの経緯を教えてください。

現在使用しているOED-1000Sの前機種である、オゾン水内視鏡洗浄機ONW-10を2006年から使用していました。約10年使用した後、OED-1000Sを後継機種として採用しました。

—OEDをご使用されて良いポイントはありますか？

ONW-10から引き続きOED-1000Sを使用していることもあり、スタッフは慣れており使いやすいです。またランニングコストが低く抑えられる点がオゾン水の一番いい点と思います。

—メーカーへのご要望をお願いいたします。

運転時間がより短くなると良いと思います。現在時間短縮モードで使用していますが、さらに短くなると運用が楽です。内視鏡のセットも慣れましたが、水平にセットできるようにするとより楽にセットできると思います。

恩納クリニック  
〒904-0011 沖縄県国頭郡恩納村恩納6329



オゾン水内視鏡消毒機OED-1000S（2017年設置。）  
内視鏡の前洗浄用のシンクに対して垂直の角度で設定。  
OEDは奥行きが小さいため作業スペースも確保されている。

