

【ユーザーレポート：池田外科医院様】

薬剤を使わずオゾン水を使った内視鏡消毒機

オゾン水を使った内視鏡消毒機を使っています。こちらの消毒機は、消毒ごとにオゾン水を生成し排水できるのが便利です。また消毒中を表す青いライトも内視鏡検査室で綺麗に光っています。

池田外科医院様

香川県三豊市にある池田外科医院様は、バリアフリーなつくりのクリニックで地域の医療に貢献しています。内視鏡検査では、PPE（個人防護具）着用、交換を徹底、用手洗浄の徹底、また院長自作のパーテーションを用いることで、患者にもスタッフにも安全な検査を行っています。

ユーザー事例

設置製品：オゾン水内視鏡消毒機OED-1000S

導入年：2016年

用途：内視鏡の消毒

販売代理店：新鋭工業株式会社



クリニック内のOED-1000S

01 オゾン水による
内視鏡消毒機

オゾン水内視鏡消毒機OED-1000Sは、薬剤を使わずオゾン水を使った消毒液で世界で初めて医療機器の認可を取得しました。

安定した高い消毒力を持つオゾン水は、酸素と同位体であるオゾンによるものであり、処理後に酸素に分解されます。

02 スタッフにも優しい

消毒ごとにオゾン水を生成し、使用されたオゾン水は一回で廃棄するので衛生的で使いやすいと評判です。朝一の薬剤生成と診療後の薬剤排出の手間がないことで手間が省けています。

トレーへの内視鏡のセットも簡単です。

患者が多い日は運転時間がさらに短くなると良いです。

